



- EN** DropSafe safety pen needles are sterile, single-use safety needles intended for use with pen injector devices for the injection of drugs.
- DE** DropSafe-Sicherheitskanülen sind sterile Nadeln für den einmaligen Gebrauch zur Verabreichung von Medikamenten mit Pen-Injektoren.
- ES** Las agujas de seguridad para pluma DropSafe son agujas de seguridad estériles y desechables diseñadas para usarse con dispositivos de inyección de pluma para la inyección de medicamentos.
- FR** Les aiguilles pour stylo de sécurité DropSafe sont des aiguilles de sécurité stériles, à usage unique destinées à une utilisation avec les stylos d'injection pour l'injection de médicaments.
- PT** As agulhas de segurança DropSafe são estéreis e de utilização única, concebidas para serem usadas com canetas de injeção com o objetivo de administrar medicamentos.



Manufacturer: / Hersteller: / Fabricante: / Fabricant: / Fabricante

HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówiek 7, 95-035 Ozorków, Poland
T: +48 42 270 00 10, F: +48 42 270 00 20
info@htl-strefa.pl, www.htl-strefa.com

Made in Poland / Hergestellt in Polen / Hecho en Polonia / Fabriqué en Pologne / Fabricada na Polónia

820/11/2016

Work with most pen injector devices available on the market. / Kombinierbar mit den meisten der auf dem Markt verfügbaren Injektions-Pens. / Funciona con la mayoría de los dispositivos inyectoros disponibles en el mercado. / Fonctionne avec la plupart des stylos d'injection disponibles sur le marché. / Funciona com a maioria das canetas de injeção disponíveis no mercado.

EU

- AstraZeneca Byetta® Pen
- Bayer Bai Lin Pen 2
- B. Braun Omnicar® Pen 31/32
- BD Wanbangpen
- BERLIN-CHEMIE MENARINI BerliPen® 301/302/areo/areo2/Junior/PRECISION
- Bioton GENSLIN® GensuPen®
- Eli Lilly HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo II/SAVVIO
- KwikPen™, Humulin® Pen
- GANLI TECHNOLOGY Xiu Lin Pen®
- HASELMEIER DIAPEN® 3.1/3.2, i-pen2
- Novo Nordisk FlexPen®/FlexTouch®/NovoLet®
- NovoPen® 3/4/5/Junior/Echo, Victoza® pen
- OWEN MUMFORD Autopen® Classic/24
- SANOFI OptiPen® Pro1/Pro2
- SoloStar®, ClickStar®, TactiPen®, i-pen
- YPSOMED Ypsopen®
- БюматикПен®

USA

- Eli Lilly HumaPen®Luxura HD
- HumaPen® Ergo
- HumaPen® Ergo II
- Owen Mumford Autopen®
- Haselmeier Tactipen®
- Novo Nordisk NovoPen®

CANADA

- Eli Lilly HumaPen®Luxura HD
- HumaPen® Luxura
- HumaPen® Savvio
- HumaPen® Memoir
- Owen Mumford Autopen®
- Haselmeier pens Novo Nordisk NovoPen®4
- NovoPen®5
- NovoPen®Echo
- FlexPen®
- Sanofi ClickStar®
- JuniorStar®

LOT Lot number / Chargennummer / Número de lote / Numéro de lot / Número do lote

Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Fabricant / Fabricante

Use by date / Verwendbar bis / Fecha de vencimiento / À utiliser avant le / Prazo de validade

Consult instructions for use / Lesen Sie die Gebrauchsanweisung / Consulte las instrucciones de uso / Consulter le mode d'emploi / Consulte as instruções de utilização

Caution / Warnhinweis / Precaución / Avertissements / Avisos

Visit <http://www.htl-strefa.com/products/safetypenneedles> for a complete list of pen injector devices. Auf <http://www.htl-strefa.com/products/safetypenneedles> finden Sie eine komplette Liste der Pen-Injektoren. Visite <http://www.htl-strefa.com/products/safetypenneedles> para obtener una lista completa de los dispositivos de inyección de pluma. Consultez <http://www.htl-strefa.com/products/safetypenneedles> pour une liste complète des stylos d'injection. Aceso <http://www.htl-strefa.com/products/safetypenneedles> para obter uma lista completa de dispositivos de canetas de injeção.


STERILE R Sterilized using irradiation / Mit Strahlung sterilisiert / Esterilizada mediante rayos / Stérilisé par irradiation / Esterilizada usando irradiação

REF Catalog number / Katalognummer / Número de catálogo / Numéro de référence / Número do catálogo

Do not reuse / Nicht wiederverwenden / No volver a usar / Ne pas réutiliser / Não reutilizar

Not made with natural rubber latex / Nicht mit Naturkautschuk hergestellt / No contiene látex de caucho natural / Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel / Não fabricado com látex de borracha natural

KEY FEATURES



- Automatic needle lockout after use.
- Visual indication of needle lock out via red stripe.
- Needle safely contained behind shield preventing accidental exposure.
- The needle remains hidden from view increasing patient comfort.
- Viewing window enables checking drug flow through the needle.
- Special wing-shaped design for a comfortable and secure grip.
- Available in two most popular needle sizes: 31G x 6 mm and 31G x 8 mm.

INSTRUCTIONS FOR USE

Read the needle gauge and length on the seal to make sure you are using the right safety pen needle for you or ask for assistance if you have impaired vision. Also do so, if you are a healthcare professional, a caretaker or family member assisting a patient. Ask your healthcare professional for assistance in choosing the needle length, injection site and techniques appropriate for you. Recommended injection technique: make an injection into flat skin vertically at 90° (degree) angle. Alternative injection technique: you may also make a skin fold if recommended by your healthcare professional.

- Check the seal. If it is missing or damaged use another safety pen needle. Remove the seal. Check the needle, use another one if it appears to be damaged.
- Push the safety pen needle straight onto the pen holding it in one axis with the pen and twist until it is tight. DO NOT over-tighten.

- Set the prescribed dose.
- Insert the needle into the flat skin at 90° (degree) angle in one continuous movement until the shield stops. Make an injection. DO NOT remove the needle until the dose has been completely delivered. Refer to the instructions for use of the pen injector device manufacturer for specific hold time.

- Remove the outer cap. Make sure not to press the shield before use as any pressure on the shield may cause the needle to lock and the pen needle to be unusable. Use another needle if the red stripe is visible in the viewing window or the needle appears to be damaged.

- When dose delivery is complete, remove the needle from the skin. The shield will automatically cover the needle until it locks. A red stripe will appear in the viewing window. The needle is locked and cannot be reused. Note: Liquid may fall back into the safety pen needle which may result in fluid being left on the skin after injection.

- Check if the needle is visible in the viewing window. Use a new safety pen needle if the needle is not visible in the viewing window.

- Twist off the needle to remove it from the pen injector device.

- Perform a priming test as recommended by the pen injector device manufacturer. A drop of liquid should appear on the needle tip visible through the viewing window. Use a new safety pen needle if the priming test was unsuccessful.


- Discard used safety pen needle into a sharps container.

WARNINGS



- Keep out of reach of children.
- Avoid infections: Before making an injection, clean & disinfect the injection site. Always follow your facility sharps injury prevention guideline or local regulations.
- Do not use if the seal or outer cap is damaged or missing, or if the shield or needle appears to be damaged.
- Refer to the instructions for use of the drug/pen injector device for specific storage and handling instructions.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Automatische Kanülensperre nach der Benutzung.
- Kanülensperre ist anhand der roten Markierung erkennbar.
- Die Sicherheitskanüle wird durch einen Schild abgeschirmt, um Stichverletzungen vorzubeugen.
- Die Kanüle ist nicht mehr sichtbar, was zum Patientenkomfort beiträgt.
- Durch ein Sichtfenster kann der Fluss des Medikaments durch die Kanüle überprüft werden.
- Das flügelartige Spezialdesign sorgt für festen und sicheren Griff.
- Verfügbar in den beiden häufigsten Kanülengrößen: 31G x 6 mm und 31G x 8 mm.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte überzeugen Sie sich anhand der Angaben zu Nadelabstand und Nadellänge auf dem Siegel, dass Sie eine für Sie geeignete Sicherheitskanüle verwenden. Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von einer anderen Person unterstützen, falls bei Ihnen eine Sehbehinderung vorliegt. Auch medizinisches Fachpersonal, Betreuungspersonen oder Familienangehörige müssen diesen Hinweis bei der Versorgung von Patienten befolgen. Fragen Sie eine medizinische Fachkraft bezüglich der Wahl der richtigen Nadellänge, Injektionsmethode und Injektionsstelle. Empfohlene Injektionstechnik: Kanüle senkrecht (im 90-Grad-Winkel) in die flache Haut einführen. Alternative Injektionstechnik: Sie können auch eine Hautfalte bilden, wenn dies von Ihrer medizinischen Fachkraft empfohlen wird.

- Überprüfen Sie die Versiegelung. Wenn sie fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie eine andere Sicherheitskanüle. Entfernen Sie die Versiegelung. Überprüfen Sie die Kanüle und verwenden Sie eine andere, wenn die Kanüle Beschädigungen aufweist.
- Drücken Sie die Sicherheitskanüle senkrecht auf den Pen, indem Sie sie in einer Achse mit dem Pen halten und drehen Sie sie, bis sie fest sitzt. NICHT ZU fest anziehen!

- Legen Sie die verordnete Dosis fest.
- Führen Sie die Kanüle in einem Winkel von 90° (Grad) in einer durchgehenden Bewegung in die flache Haut ein, bis der Widerstand des Schildes einsetzt. Nehmen Sie eine Injektion vor. Ziehen Sie die Kanüle NICHT aus der Haut, solange die Dosis nicht vollständig verabreicht wurde. Spezifische Anweisungen zur Haltezeit finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Pen-Injektor-Herstellers.

- Nehmen Sie die Außenkappe ab. Bitte achten Sie darauf, vor der Benutzung keinen Druck auf den Schild auszuüben, da jedwede Ausübung von Druck auf den Schild zur automatischen Kanülensperre führen kann, das Produkt kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine andere Kanüle, wenn der rote Streifen im Sichtfenster zu sehen ist oder wenn Sie den Eindruck haben, dass die Kanüle beschädigt ist.

- Nach abgeschlossener Injektion ziehen Sie die Kanüle aus der Haut. Der Schild umschließt die Kanüle automatisch, bis sie einrastet. Eine rote Markierung erscheint im Sichtfenster. Die Kanüle ist gesperrt und kann nicht erneut verwendet werden. Hinweis: Flüssigkeit kann in die Sicherheitskanüle zurücklaufen, was dazu führen kann, dass sich nach der Injektion Flüssigkeit auf der Haut befindet.

- Vergewissern Sie sich, dass die Nadel im Sichtfenster sichtbar ist. Wenn die Kanüle nicht im Sichtfenster zu erkennen ist, VERWENDEN Sie eine neue Sicherheitskanüle.

- Drehen Sie die Kanüle ab, um sie vom Pen-Injektor zu entfernen.

- Führen Sie einen Vorbereitungstest gemäß den Empfehlungen des Pen-Injektor-Herstellers durch. Ein Tropfen Flüssigkeit sollte auf der Nadelspitze durch das Sichtfenster erkennbar sein. Bitte VERWENDEN Sie eine neue Sicherheitskanüle, falls der Vorbereitungstest nicht erfolgreich war.


- Entsorgen Sie die gebrauchte Sicherheitskanüle in einem durchstichsicheren Behälter.

WARNHINWEISE



- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Infektionen vorbeugen: Einstichstelle vor der Injektion reinigen und desinfizieren. Stets die Richtlinien zum Umgang mit scharfen/spitzen medizinischen Instrumenten in Ihrer Einrichtung bzw. die örtlichen Vorschriften befolgen.
- Nicht verwenden, wenn die Versiegelung oder die Außenkappe beschädigt sind oder fehlen, oder wenn der Schild oder die Kanüle beschädigt wurden.
- Spezifische Anweisungen zur Lagerung und Verwendung finden Sie in den Gebrauchsanweisungen für das Medikament und den Pen-Injektor.


CARACTERÍSTICAS CLAVE



CE 0344

- Bloqueo automático de la aguja después del uso.
- Indicación visual del bloqueo de la aguja por medio de una franja roja.
- La aguja se encuentra protegida detrás de una cubierta para evitar exposición accidental.
- La aguja permanece oculta, lo que aumenta la comodidad del paciente.
- La ventana visora permite revisar el flujo de medicamento a través de la aguja.
- Diseño especial de mariposa para un agarre firme y cómodo.
- Disponible en los dos tamaños de aguja más comunes: 31G x 6 mm y 31G x 8 mm.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CE 0344

- Verrouillage automatique de l'aiguille après l'injection.
- Confirmation visuelle du verrouillage de l'aiguille grâce à une bande rouge.
- Aiguille parfaitement protégée par un embout protecteur coulissant pour prévenir toute piqûre accidentelle.
- Aiguille hors de la vue du patient pour améliorer son confort.
- Fenêtre de visualisation permettant de vérifier l'écoulement de l'insuline (ou d'autres médicaments) dans l'aiguille.
- Conception à ailettes spéciale pour une prise en main confortable et sûre.
- Disponible dans les deux tailles les plus demandées : 31G x 6 mm et 31G x 8 mm.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



CE 0344


- Bloqueio automático da agulha após a utilização.
- Indicação visual do bloqueio da agulha através de uma tira vermelha.
- Agulha armazenada de forma segura atrás da proteção, prevenindo a exposição acidental.
- A agulha não fica visível, aumentando o conforto do paciente.
- A janela de visualização permite verificar o fluxo do medicamento através da agulha.
- Desenho especial em forma de asa para um manuseio confortável e seguro.
- Disponível nos dois tamanhos de agulha mais comuns: 31G de 6 mm e 31G de 8 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea el sello para conocer el calibre y la longitud de la aguja para asegurarse de estar utilizando la aguja de seguridad para pluma adecuada para usted; o bien, solicite ayuda si tiene problemas de la vista. Siga los mismos pasos si usted es un profesional de atención médica, un encargado de cuidado o un miembro de la familia que atiende a un paciente.

Consulte a un profesional de atención médica para obtener ayuda para elegir la longitud de la aguja, la técnica y el lugar de inyección adecuados.


Técnica de inyección recomendada: inyecte verticalmente sobre la piel plana, a un ángulo de 90° (grados). Técnica alternativa de inyección: también puede hacer un pliegue en la piel si su profesional de atención médica lo recomienda.



- 1 Revise el sello. Si falta o está dañado, use otra aguja de pluma de seguridad.
- Retire el sello protector.
- Revise la aguja, use otra si se observa que está dañada.



- 2 Empuje la aguja de seguridad para pluma en la pluma manteniéndola en un eje con la pluma y enrósquela hasta que esté ajustada.
- NO la apriete demasiado.



- 3 Retire la tapa externa.
- Asegúrese de no presionar la cubierta antes de usarla, ya que la presión ejercida en la cubierta podría provocar que la aguja se bloquee y que la aguja para pluma quede inutilizada.
- Use otra aguja si la franja roja está visible en la ventana visora o si se observa que la aguja está dañada.




- 4 Compruebe si la aguja es visible por la ventana visora.
- UTILICE una nueva aguja de seguridad para pluma si la aguja no es visible a través del visor.



- 5 Realice una prueba de cebado como lo recomienda el fabricante del dispositivo inyector de pluma. Debe aparecer una gota de líquido en la punta de la aguja visible a través de la ventana visora.
- UTILICE una nueva aguja de seguridad para pluma en caso de que la prueba de cebado no haya tenido éxito.



- 6 Coloque la dosis recetada.



- 7 Inserte la aguja en la piel plana a un ángulo de 90° (grados) en un solo movimiento continuo hasta que la cubierta se detenga. Realice la inyección.
- NO retire la aguja de la piel hasta que se haya administrado la dosis completamente. Consulte las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo inyector de pluma para conocer las pautas específicas de tiempo de retención.



- 8 Cuando se haya administrado toda la dosis, retire la aguja de la piel. La cubierta cubrirá automáticamente la aguja hasta que se bloquee.
- Aparecerá una franja roja en el visor. La aguja está bloqueada y no puede volver a usarse.
- Nota: El líquido podría volver a la aguja de seguridad para la pluma, lo que puede ocasionar que quede líquido sobre la piel después de la inyección.



- 9 Desenrosque la aguja para retirarla del dispositivo inyector de la pluma.




- 10 Deseche la aguja de seguridad para pluma usada en un recipiente para elementos punzocortantes.

MODE D'EMPLOI

Vérifiez le calibre et la longueur de l'aiguille sur l'opercule de protection pour vous assurer d'utiliser l'aiguille pour stylo de sécurité la plus adaptée pour vous ou demandez de l'aide si votre vue est déficiente. Effectuez cette vérification même si vous êtes un professionnel de santé, un soignant ou un membre de la famille aidant un patient.

Demandez conseil à votre professionnel de santé pour choisir la longueur d'aiguille, les techniques et le site d'injection qui vous conviennent.

Técnica de inyección recomendada: effectuez une injection dans la peau verticalement à un angle de 90°. Technique d'injection alternative : vous pouvez également faire un pli cutané si votre professionnel de santé le recommande.



- 1 Vérifiez l'opercule de protection. S'il est manquant ou endommagé, utilisez une autre aiguille pour stylo de sécurité.
- Retirez l'opercule de protection.
- Vérifiez l'état de l'aiguille. Utilisez-en une autre si elle semble endommagée.



- 2 Enfoncez l'aiguille pour stylo de sécurité sur le stylo d'injection en maintenant l'axe du stylo, puis vissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
- NE PAS trop serrer.



- 3 Retirez le capuchon externe.
- Veillez à ne pas appuyer sur l'embout avant utilisation. Toute pression appliquée sur l'embout peut provoquer un verrouillage de l'aiguille, rendant l'aiguille pour stylo inutilisable.
- Utilisez une autre aiguille si la bande rouge est visible dans la fenêtre de visualisation ou si l'aiguille semble endommagée.




- 4 Vérifiez que l'aiguille apparaît dans la fenêtre de visualisation.
- UTILISEZ l'aiguille pour stylo de sécurité dans le cas contraire.



- 5 Effectuez un test d'amorçage comme le préconise le fabricant du stylo d'injection. Une goutte de liquide doit apparaître au bout de l'aiguille visible dans la fenêtre de visualisation.
- UTILISEZ une nouvelle aiguille pour stylo de sécurité en cas d'échec du test d'amorçage.



- 6 Définissez la dose prescrite.



- 7 Introduisez l'aiguille dans la peau à 90° d'un mouvement continu jusqu'à l'arrêt de l'embout de protection. Faites votre injection.
- NE PAS retirer l'aiguille tant que l'injection n'est pas complètement terminée. Pour connaître la durée spécifique à attendre avant le retrait de l'aiguille, reportez-vous aux instructions du fabricant du stylo d'injection.



- 8 Une fois l'injection terminée, retirez l'aiguille de la peau. L'embout couvre automatiquement l'aiguille jusqu'à ce qu'il se bloque.
- Une bande rouge apparaîtra dans la fenêtre de visualisation. L'aiguille est verrouillée et ne peut pas être réutilisée.
- Remarque: Du liquide peut retomber dans l'aiguille pour stylo de sécurité. Il peut donc rester du liquide sur la peau après l'injection. Liquide sur la peau après la inyección.



- 9 Dévissez l'aiguille pour la retirer du stylo d'injection.



- 10 Jetez l'aiguille pour stylo de sécurité usagée dans une boîte pour objets tranchants.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Observe o calibre e o comprimento da agulha no selo para verificar se está utilizando a agulha de segurança ideal para você. Em caso de problemas de visão, peça ajuda. Faça isso também se você for um profissional de saúde, cuidador ou membro da família ajudando um paciente.

Peça ajuda a um profissional de saúde ao escolher o comprimento da agulha, o local e as técnicas de injeção apropriados para você.


Técnica de injeção recomendada: aplique uma injeção na pele verticalmente, em um ângulo de 90°. Técnica de injeção alternativa: também é possível fazer uma dobra cutânea, se houver recomendação do profissional de saúde que está ajudando você.



- 1 Verifique o selo. Se ele estiver ausente ou danificado, use outras agulhas de segurança.
- Remova o selo.
- Verifique a agulha. Use outra se ela parecer danificada.



- 2 Pressione a agulha de segurança contra a caneta e gire até ficar apertada.
- NÃO aperte demais.



- 3 Remova a tampa externa.
- Tome cuidado para não pressionar a proteção antes da utilização, pois qualquer pressão nela pode fazer com que a agulha trave e fique inutilizável.
- Use outra agulha se a linha vermelha estiver visível na janela de visualização ou se a agulha parecer danificada.




- 4 Verifique se a agulha está visível na janela de visualização.
- Se não estiver exposta na janela de visualização, UTILIZE outra janela de visualização.



- 5 Faça um teste de preparação como recomendado pelo fabricante da caneta de injeção. Uma gota de líquido deverá aparecer na ponta da agulha, visível através da janela de visualização.
- UTILIZE uma agulha de segurança nova se o teste de preparação não tiver sido bem-sucedido.



- 6 Ajuste a dose prescrita.



- 7 Insira a agulha na pele em um ângulo de 90° em um movimento contínuo até que a proteção pare. Aplique uma injeção.
- NÃO remova a agulha até que a dose tenha sido administrada por completo. Consulte as instruções de utilização do fabricante da caneta de injeção para obter informações específicas sobre o tempo durante o qual ela deve ser segura.



- 8 Quando a administração da dose estiver completa, remova a agulha da pele. A proteção cobrirá automaticamente a agulha até que ela fique bloqueada.
- Uma tira vermelha aparecerá na janela de visualização. A agulha está bloqueada e não pode ser reutilizada.
- Observação: Pode haver entrada de líquido na agulha de segurança, o que pode resultar em resquícios de fluidos na pele após a injeção.



- 9 Gire a agulha para removê-la da caneta de injeção.



- 10 Descarte as agulhas de segurança usadas em um recipiente para objetos cortantes.

ADVERTENCIAS

- ⚠ Manténgalas lejos del alcance de los niños.
- ⚠ Evite las infecciones: Antes de inyectar, limpie y desinfecte el lugar de inyección. Siga siempre las pautas de prevención de lesiones con objetos punzocortantes del centro o las normativas locales.
- ⚠ No utilice el producto si faltan o están dañados el sello o la tapa externa, o bien, si se observa que la cubierta o la aguja está dañada.
- ⚠ Consulte las instrucciones de uso del fabricante del fármaco/injector de pluma para conocer las pautas específicas de almacenamiento y manejo.

AVERTISSEMENTS

- ⚠ Garder hors de portée des enfants.
- ⚠ Éviter les infections: Avant d'effectuer l'injection, nettoyez et désinfectez le site d'injection. Pour prévenir les blessures par objets tranchants, veuillez toujours suivre les directives de votre établissement ou les réglementations locales.
- ⚠ Ne pas utiliser si l'opercule de protection ou le capuchon externe est endommagé ou manquant, ou si l'embout ou l'aiguille semble endommagé.
- ⚠ Pour la conservation et l'utilisation des médicaments ou du stylo d'injection, reportez-vous au mode d'emploi.

AVISOS

- ⚠ Manter fora do alcance das crianças.
- ⚠ Evite infecções: Antes de aplicar uma injeção, limpe e desinfete o local da aplicação. Sempre siga as diretrizes de prevenção contra lesões por objetos cortantes de seu local de trabalho ou os regulamentos locais.
- ⚠ Não utilize se o selo ou a tampa externa estiverem danificados, ausentes, ou se a proteção ou a agulha parecerem danificadas.
- ⚠ Consulte as instruções de utilização do dispositivo da caneta de injeção ou do medicamento no que diz respeito a armazenamento e manuseio específicos.

Después de usar

Antes de usar

Après utilisation

Avant utilisation

Após o uso

Antes do uso